EVOLUTION

CE 0373

Membrana colagenizata cu rezistenta si consistenta crescuta, obtinuta din tesut mezenchimal avizat, folosind un proces exclusiv Tecnoss.

TIP:	Gros	(0,6 mm)	rectangular 20x20/ 30x30; oval 25x35mm
	Subtire	(0,4 mm)	rectangular 20x20/ 30x30; oval 25x35mm
	Foarte subtire	(0,2 mm)	rectangular 20x20/ 30x30
	Perio-Kit	(0,3 mm)	6 blistere – forma de membrana parodontala

CARACTERISTICI:

Structura este din fibre dense de colagen cu consistenta ridicata, si de rezistenta extraordinara, ceea ce ofera medicului chirurg:

- un timp mediu de resorbtie de 4-5 luni
- maxima adaptabilitate la tesutul osos si epitelial ce este tratat
- suturabilitate usoara si sigura de tesuturile invecinate
- cea mai buna interfata membrana/os si membrana/periost
- stabilitatea grefei acoperite

Obtinute din tesut mezenchimal (pericard) de origine animala, avizat de Serviciul National Veterinar Italian.

TIMP DE RESORBTIE:

in medie 4-5 luni

INDICATII CLINICE:

Stomatologie (parodontologie, chirurgie orala, implantologie) si traumatologie, unde, datorita gradului inalt al continuitatii tesuturilor, pe langa un efect eutrofic, este necesara o bariera rezistenta si constanta impotriva scurgerii si pierderilor consecutive de lichid, precum si o protectie de durata impotriva agentilor externi.

AMBALARE:

Blister sterile de unica folosinta

STERILIZARE:

raze gamma

EFECTE SECUNDARE: nici unul cunoscut

CONTRAINDICAȚII:

nu se recomandă grefarea pe situsuri slab vascularizate; nu se foloseşte în situsuri necrozate sau infectate

MOD DE FOLOSIRE:

Dupa desfacerea ambalajului, se modifica forma membranei cu foarfeci sau freze sterile. Trebuie apoi rehidratata cu solutie de ser fiziologic usor calduta. Dupa ce capata plasticitatea dorita, se aseaza in situsul deja preparat.

NB: daca membrana, din orice motiv, este expusă (de ex. ca în cazul ruperii ulterioare a unei porțiuni din lambou) nu trebuie indepartata, deoarece plasticitatea si consistenta sa permit o vindecare completa a plagii, prin epitelizare.

DATA EXPIRĂRII:

Produsul nu trebuie folosit dacă ambalajul a fost deschis sau deteriorat; produsul este steril şi de unică folosință; resterilizarea este absolut interzisă.

Data expirării este la 60 de luni de la data producției marcată pe cutie.

PĂSTRARE:

Produsul trebuie ferit de soare şi contact direct cu surse de căldură. Se păstrează în mediu uscat, la temperaturi între +4 şi +40° C.

Dental Supply Int 2000 srl
Str Constantin Noica 165, Sector 6, Bucuresti
Tel/Fax: 312.23.32 • Tel: 316.41.83; 312.23.16 • office@dsi.ro